






Pos.	Stk.	Bezeichnung
1	1	Lufteintritt: d=280 mm (Flansch)
2	1	Luftaustritt: d=280 mm (Flansch)
3	1	Frischwasseranschluß: 1/2" mit Druckregler incl. Schmutzfänger
4	1	Elektromagnetventil 230 V-R 1/2"
5a	1	Leitwertsonde
5b	1	pH-Sonde (alternativ zu Leitwertsonde)
6	2	Niveaugeber
7	1	Umwälzpumpe
8	2	Tropfenabscheider
9	2	Sicht- und Reinigungsfenster der Reaktionskammer
10	2	Tropf- und Auffangschale (für Reinigung)
11	1	SPS-Steuerung mit Bedienpanel
12	1	Entleerung mit Motorkugelhahn
13	1	Entleerungs- und Überlaufanschluß-Da30
14	1	Abdeckhaube der SPS-Steuerung
15	3	Elektro-Anschlüsse für Spannung 230 V, Einschaltkontakt und Überwachung
16	1	Stahl-Untergestell (optional)
17	1	NaOH-Vorlagebehälter, ca. 35L (nur bei Ausführung mit pH-Sonde)

Luftmenge: 1200 - 1800 m³/h